

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/ars-imago-lab-box-prolid-p-77431.html>



Ars-Imago Lab-box prolid

Cena	308 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	705632599013
Kod producenta	128645
Kod EAN	705632599013
Producent	ARS-IMAGO
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Ars-Imago Lab-box prolid

LAB-BOX Professional Lid to dodatkowa pokrywa do LAB-BOX z wbudowanym timerem i termometrem. Jest to profesjonalna alternatywa dla standardowej pokrywy.

Pokrywa posiada sondę ze stali nierdzewnej, która może odczytywać temperaturę cieczy w zbiorniku podczas procesu, aby pomóc kontrolować ją podczas procesu wywoływania. Szczególnie przydatne do wywoływania kolorowych negatywów w procesie C-41, który wymaga starannego zarządzania temperaturą.

Ponieważ chemikalia można wlać do zbiornika przed załadowaniem filmu do szpuli za pomocą LAB-BOX, profesjonalna pokrywa może pomóc w uzyskaniu precyzyjnego odczytu temperatury płynów w zbiorniku przed rozpoczęciem całego procesu wywoływania.

Profesjonalna pokrywa ma również wbudowany timer z 3 konfigurowalnymi ustawieniami czasu, którymi można zarządzać za pomocą przycisków T1, T2, T3.

TIMER

Wbudowany timer pozwala precyzyjnie śledzić wszystkie fazy rozwoju, bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych. Ponadto można zapisać do 3 ustawień czasu dzięki przyciskom T1, T2, T3.

KONTROLA TEMPERATURY

Pokrywa posiada sondę ze stali nierdzewnej, która może odczytywać temperaturę cieczy w zbiorniku podczas procesu, aby pomóc kontrolować ją podczas procesu wywoływania. Wbudowany termometr jest szczególnie przydatny do wywoływania kolorowych negatywów w procesie C-41, który wymaga starannego zarządzania temperaturą.

NALEWANIE CHEMIKALIÓW

Konstrukcja pokrywy została ulepszona: jej przednia część została powiększona, aby umożliwić łatwiejsze wlewanie i wylewanie chemikaliów.

PROCES WYWOŁYWANIA C-41

Pokrywa LAB-BOX + Professional to najlepszy wybór do wywoływania kolorowych filmów przy użyciu naszego zestawu ars-
imago 41 lub innych zestawów do domowego wywoływania C-41.